



Module OPM/Traçabilité en salle

Simplifiez-vous la saisie de l'intervention en salle

OPM/Traçabilité en salle est un module qui permet aux infirmières de salle opératoire de suivre l'ensemble des informations relatives à la traçabilité en salle du patient (identité du patient, personnels, check list HAS, évènements, DMI, DMS, cotation CCAM...).

Cette solution entièrement tactile simplifie la saisie en salle grâce à son interface intuitive.



Fonctionnalités principales

+ Accès à tous les protocoles de saisie dont ceux du bionettoyage et d'ouverture de salle avec intégration de check-lists paramétrables.

Optim / OPM



- INTERVENTION
- OUVERTURE DE SALLE
- CHECK-LIST HAS
- BIONETTOYAGE DE SALLE

+ Récupération automatique de l'opération planifiée par la cellule de régulation de bloc opératoire, avec les informations médicales relatives au patient (allergie, risques MCJ, INS)

+ Accès à la saisie des check-lists HAS



+ Saisie et traçabilité de tous les éléments liés à l'intervention : le personnel (identité et heures d'entrée/sortie y compris en cours d'intervention), le protocole opératoire, les événements (entrée/sortie patient, incision et fermeture), les positions du patient, les examens, les produits (DMI, DMS, etc.), le comptage textile, les cotations CCAM...

+ Fonction d'horodatage automatique, de nombreuses informations dans les domaines suivants : entrées/sorties personnels, événements, comptage textile...ect

- + Dans le déroulement de l'intervention, possibilité de contrôler simultanément les informations saisies pour les produits et les événements.

7
Déroulement de l'intervention

Zone de lecture des codes-barres normalisés pour les DMI

Produits +
^

>	Type	Etiquette	Nom	Série/Lot	Péremption	Montant	Commentaire
>	\$M	174910	IMPL CLAREON ALCON CNA0T0/+15.50D	25164625005	06/04/2024	1	
>	\$N		BROCHES DE METAIZEAU N°1	1100446611000000	12/04/2023		
>	+		Surface articulaire LCCK H20mm G/7-10 bleu	61967304A12	30/09/2022		



Affichage 1 - 3 / 3 donnée(s)

Evénements +
^

>	Description	Date et heure	Commentaire	Maintenant
>	Entrée patient	15/02/2023 12:24	Mise à jour rapide des horaires/ évènements grâce aux nouvelles fonctionnalités	🕒
>	Incision patient	15/02/2023 12:33		🕒
>	Fermeture patient	15/02/2023 13:55		🕒
>	Sortie patient	15/02/2023 14:05		🕒

Affichage 1 - 4 / 4 donnée(s)

- + Alerte pour l'utilisateur lors de certains contrôles de saisies (autorisations de l'utilisateur pour une étape donnée, ordre des étapes, péremption des produits utilisés ...)



Avantages

- + Ergonomie (verticalisation des étapes et onglets).
- + Application intuitive pour l'utilisateur dans le déroulé de l'intervention
- + Affichage permanent des informations patients
- + Contrôle et validation de l'intervention plus rapide grâce à la possibilité de voir plusieurs onglets en même temps.
- + Solution Full web (déploiement, montée de version plus rapide).



Pour plus de détails,
n'hésitez pas à visiter
notre site web ou
scannez ce QR code
pour accéder à notre
webinaire

