



Module SPM/SET

Une solution simple pour le mode de saisie dégradé

Lors de simples pannes informatiques ou d'évènements plus exceptionnels, comme une cyber-attaque, les systèmes d'information des établissements de santé peuvent trouver leur fonctionnement limité voire paralysé. Même dans ces cas de figure, l'hôpital se doit de pouvoir être prêt à fonctionner dans un mode dégradé pour assurer la continuité de l'activité chirurgicale.

Pour la stérilisation, le module SPM/SET permet de poursuivre l'activité en mode dégradé à partir d'un accès permanent aux fiches utilisées par les agents de stérilisation pour la recomposition du matériel.

Exemple d'une fiche composition :

Composition - Détail complet

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE GROS OS N°3	
MOYEN CONTAINEUR BLOC ORTHOPEIDIE	Caractéristiques générales de la composition Famille : MOYEN CONTAINEUR Service : BLOC ORTHOPEIDIE
CHIRURGIE ORTHOPEIDIQUE GROS OS N°3	Spécialité : BLOC ORTHOPEIDIE Lieu de stockage : ARSENAL BLOC ORTHOPEIDIE Qté totale : 1 Utilisateur : Version : 43
Etiquettes Définitives PB2176, 2147	Cycle(s) : INSTRUMENTS EN CONTAINEUR MATACHANA

Composition - Détail complet

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE GROS OS N°3	
MOYEN CONTAINEUR BLOC ORTHOPEIDIE	Caractéristiques générales de la composition Famille : MOYEN CONTAINEUR Service : BLOC ORTHOPEIDIE
CHIRURGIE ORTHOPEIDIQUE GROS OS N°3	Spécialité : BLOC ORTHOPEIDIE Lieu de stockage : ARSENAL BLOC ORTHOPEIDIE Qté totale : 1 Utilisateur : Version : 43
Etiquettes Définitives PB2176, 2147	Cycle(s) : INSTRUMENTS EN CONTAINEUR MATACHANA


Qté	Libellé	Code Article	Marque	Réf. Fournisseur	N° de série	Commentaires
1	PINCE KOCHER DROITE S G L 20 CM	1302	PILLING			
1	PINCE KOCHER DROITE A G L 21 CM	4710	PILLING			
1	\$PORTE AIGUILLE MAYO HEGAR L 20 261		LANDANGE			
1	\$PORTE AIGUILLE MAYO HEGAR L 18 260		LANDANGE			
1	\$CISEAUX METZEMBAUM COURBE L 6		LANDANGE			
1	\$CISEAUX MAYO STILLE COURBE L 1 1587		LANDANGE			
1	\$CISEAUX A FILS COURBE L 16 CM	674	LANDANGE			
1	\$PINCE LERICHE COURBE SANS G L	1602	LANDANGE			
2	PINCE KELLY COURBE SG L 16 CM	1742	PILLING			
1	MANCHE DE BISTOURI lame 11-15 LOI 264					
2	\$PINCE TERRIER L 13 CM	44	PILLING			
1	\$MANCHE DE BISTOURI lame 23 LON 263					
2	ECARTEUR DE FARABEUF (troué)	4759	AESCLAP			
2	ECARTEUR VOLKMANN 4 G	5643	AESCLAP			
1	PINCE A DISSEQUER TRES FINE A/G	266	LANDANGE			
2	PINCE A DISSEQUER 3 GRIFES L 20	265	LANDANGE			
3	\$ALENE REDON COURBE CH 10	193	LANDANGE			
1	BECKMANN ARTICULE LG 30 CM P 3(3774		LANDANGE			
2	PORTE TAMPON	53	AESCLAP			
2	CUPULE UU 60 ML	184				
2	CUPULE UU 120 ML	1403				

Nombre total d'articles dans cette composition

31



Processus d'exportation des fiches compositions



Fonctionnalités principales

- + Export automatique des fiches compositions détaillées avec les listings d'instrumentation ainsi que toutes les informations nécessaires à la reconstitution du matériel de stérilisation.
- + Export automatique des photos des compositions et des instruments.
- + Répertoires de stockage des fiches compositions classés par famille pour faciliter les recherches.
- + Fiches compositions classées par ordre alphabétique pour faciliter les recherches.

Avantages

- + **Gain de temps** : Suppression des arrêts d'activité pour le personnel de la stérilisation. Génération automatique des fiches compositions
- + **Suppression du papier** : Plus besoin de mettre à jour les fiches de compositions papiers dans les classeurs.
- + **Zone de stockage** : Suppression des zones de stockage des fiches de composition papiers.
- + **Sécurité** : Actualisation en temps réel des fiches compositions